

VENERDÌ

6 marzo 2026

dalle ore 9:00



SEDE C-TECH IMPLANT
S. PIETRO IN CASALE (BO)

CORSO TEORICO- PRATICO DI CHIRURGIA IMPLANTO PROTESICA

PRIMO LIVELLO

- SKILL PRACTICE SU SOFTWARE
- HANDS-ON SU MODELLI
- TIPS AND TRICKS



ANDREA SESSA

DR. ANTONIO MATERA



Abstract

Corso intensivo di una giornata pensato per fornire ai partecipanti le competenze pratiche necessarie per gestire in autonomia un caso implantare, dalla pianificazione digitale alla realizzazione della dima chirurgica.

Dopo una breve introduzione teorica per comprendere i principi del flusso digitale – dalla CBCT all'accoppiamento STL/DICOM – i partecipanti passeranno subito alla parte operativa:

- esercitazioni dirette al computer con il software di pianificazione 3DIEMME RealGuide,
- simulazioni di casi reali,
- sessioni hands-on su modellini.

Un'occasione unica per apprendere in modo concreto come integrare la chirurgia computer guidata nella pratica quotidiana, migliorando la precisione implantare e ottimizzando tempi e risultati clinici.

Corso riservato a massimo 10 partecipanti.

Costo: 450 euro + iva (incluso pernottamento).

Programma – Corso Intensivo

Mattina – Teoria essenziale e flusso digitale

- Introduzione alla chirurgia implanto-protetica computer assistita
- Cenni sui software di pianificazione e principi di progettazione protesicamente guidata
- Flusso di lavoro digitale: CBCT, scansione intraorale, matching STL/DICOM

Pomeriggio – Sessione pratica interattiva

- Esercitazioni pratiche al computer sul software 3DIEMME RealGuide:
 - Importazione e gestione di file CBCT e STL

- Definizione della curva panoramica e dei nervi alveolari
 - Matching dei file e minimizzazione dell'errore
 - Ceratura virtuale e pianificazione implantare
 - Disegno, verifica ed esportazione della dima chirurgica
- Analisi e discussione di casi demo
 - Hands-on su modellini: simulazione della sequenza chirurgica guidata

Conclusioni

- Discussione finale e confronto clinico
- Consegna attestato di partecipazione

Requisiti Hardware



PROCESSORE: Intel i5 o i7 (per PC portatili).
Consigliato Quad Core (per Workstation)


RAM: minimo 4 GB.
8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo

HARD DISK: 300 – 500 GB

SCHEDA VIDEO: consigliata vRAM pari o superiore a 3GB.
Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO

RISOLUZIONE MONITOR: 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale


SISTEMA OPERATIVO: Windows 10, 11



MacBook Pro 15"

iMac series

SISTEMA OPERATIVO: OS
(12 Monterey, 13 Ventura)



Iscriviti o chiedi maggiori informazioni al tuo agente o partner C-Tech di riferimento, oppure scrivendo all'indirizzo mail direttorevendite@c-tech-implant.com

C-TECH
CENTURY IMPLANT TECHNOLOGIES

Via Ravenna 382 – 40018 San Pietro in Casale (Bologna) - Italy
Tel. +39 051 6661817 - info@c-tech-implant.com
www.c-tech-implant.com



@CTechImplant



@ctech.implant



@c-tech-implant



@CTechimplant