

VENERDÌ
25 settembre 2026
dalle ore 9:00




PRESIDIO AMBULATORIALE
SPECIALISTICO ODONTOIATRICO PAD. 4
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

CORSO TEORICO- PRATICO DI CHIRURGIA IMPLANTO PROTESICA

PRIMO LIVELLO

- SKILL PRACTICE SU SOFTWARE
- TIPS AND TRICKS



PROF. NICOLA DE ANGELIS

IN COLLABORAZIONE CON LABORATORIO LAZETERA



Abstract

Corso intensivo di una giornata pensato per fornire ai partecipanti le competenze pratiche necessarie per gestire in autonomia un caso implantare, dalla pianificazione digitale alla realizzazione della dima chirurgica.

Dopo una breve introduzione teorica per comprendere i principi del flusso digitale – dalla CBCT all'accoppiamento STL/DICOM – i partecipanti passeranno subito alla parte operativa:

- esercitazioni dirette al computer con il software di pianificazione 3DIEEME RealGuide,
- simulazioni di casi reali.

Un'occasione unica per apprendere in modo concreto come integrare la chirurgia computer guidata nella pratica quotidiana, migliorando la precisione implantare e ottimizzando tempi e risultati clinici.

Corso riservato a massimo 15 partecipanti.

Modalità di iscrizione

Iscrizione in 3 step:

- **Presa visione del bando ufficiale**
<https://disc.unige.it/node/5360>
- **Registrazione al portale UniGe come utente esterno** (nel caso non si avessero già le credenziali)
<https://servizionline.unige.it/web-esterni2/it/#/registrazioneutente>
- **Registrazione al corso tramite credenziali UniGe**
<http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsi/perfezionamento/formazione/domanda>

Programma – Corso Intensivo

Mattina – Teoria essenziale e flusso digitale

- Introduzione alla chirurgia impianto-protesi computer assistita
- Cenni sui software di pianificazione e principi di progettazione protesicamente guidata
- Flusso di lavoro digitale: CBCT, scansione intraorale, matching STL/DICOM

Pomeriggio – Sessione pratica interattiva

- Esercitazioni pratiche al computer sul software 3DIEEME RealGuide:
 - Importazione e gestione di file CBCT e STL
 - Definizione della curva panoramica e dei nervi alveolari
 - Matching dei file e minimizzazione dell'errore
 - Ceratura virtuale e pianificazione implantare
 - Disegno, verifica ed esportazione della dima chirurgica
- Analisi e discussione di casi demo

Conclusione

- Discussione finale e confronto clinico
- Consegna attestato di partecipazione

Requisiti Hardware



PC

PROCESSORE: Intel i5 o i7 (per PC portatili).
Consigliato Quad Core (per Workstation)

RAM: minimo 4 GB.
8 GB per stack di immagini comprendenti un cranio completo

HARD DISK: 300 – 500 GB

SCHEDA VIDEO: consigliata vRAM pari o superiore a 3GB.
Per massime prestazioni Nvidia GTX o linea QUADRO

RISOLUZIONE MONITOR: 1920x1080 (Full HD) per una visualizzazione ottimale
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10, 11



Mac

MacBook Pro 15"

iMac series

SISTEMA OPERATIVO: OS
(12 Monterey, 13 Ventura)



Protocollo di lavoro

Prima del corso, **ogni partecipante dovrà registrarsi sul sito 3Diemme** utilizzando un proprio indirizzo e-mail e una password personale, quindi scaricare la versione gratuita del software.

Successivamente, **C-Tech fornirà uno username e una password comuni** che consentiranno di attivare temporaneamente la **versione completa del software**, con tutte le funzionalità necessarie per la pianificazione dei casi clinici e per lo svolgimento del corso. La licenza completa sarà attiva alcuni giorni prima del corso.

Iscriviti o chiedi maggiori informazioni al tuo agente o partner C-Tech di riferimento,
oppure scrivendo all'indirizzo mail direttorevendite@c-tech-implant.com

C-TECH
CENTURY IMPLANT TECHNOLOGIES

Via Ravenna 382 – 40018 San Pietro in Casale (Bologna) - Italy
Tel. +39 051 6661817 - info@c-tech-implant.com
www.c-tech-implant.com



@CTechimplant



@ctechimplant



@c-tech-implant



@CTechimplant